

Presseinformation der PMT Partikel-Messtechnik AG Heimsheim

Titel: TOC – Die nächste Generation

Untertitel: Innovativer Mehrzweck Analysator zur TOC- Messung

Heimsheim, im Mai 2007

Der erstmalig präsentierte TOC Analysator Typ 6000 setzt bei PMT die langjährige Tradition der Reinstwasseranalytik fort. Als Neuentwicklung für pharmazeutisches Wasser der PW und WFI Qualität vereint der TOC 6000 das gesammelte Applikations know how von PMT mit einem anwenderfreundlichen und flexiblen Gerätekonzept in „made in germany“ Qualität.

Konzipiert für on – line Anwendungen präsentiert die 6000er Geräteserie eine vollständige GMP konforme Bedieneroberfläche mit integrierter 21 CFR 11 Funktionalität. Sämtliche Bedienabläufe sind automatisiert. Dies gilt nicht nur für den kontinuierlichen Analysevorgang, sondern auch für die Kalibrierung und den Systemtauglichkeitstest (system suitability test nach USP).

Der kalibrierte Arbeitsmessbereich von 0 bis 500 ppb mitsamt der Möglichkeit zur Messbereichsüberschreitung ist ebenfalls konsequent auf die Anforderungen der relevanten Pharmacopoeien (USP <643> und Ph Eur 2.2.44) ausgelegt.

Eine integrierte Messstellenumschaltung realisiert auch bei zwei GMP relevanten Messstellen eine ökonomisch interessante Gesamtlösung.

Der bekanntermaßen professionelle PMT Qualifizierungssupport und Geräteservice steht für eine reibungslose Integration der TOC Messung in alle Wasseranlagen und für einen langjährigen Betrieb mit hoher Systemverfügbarkeit.

Diesen Text können Sie auch im Internet abrufen, die Fotos liegen als Farbdatensätze vor:

www.pmt-ag.com/info-lounge/pressespiegel

Kontakt:

PMT Partikel-Messtechnik AG

Walter Braun

Telefon: +49 (0) 172 / 3516190

Telefax: +49 (0) 7033 / 5374-22

E-Mail: w.braun@pmt-ag.com

Pressemitteilung

© PMT Partikel-Messtechnik AG

Abdruck frei

Beleg erbeten